

Arrow®

Dispositivo VPS Rhythm™ com Tecnologia TipTracker™

Documentação do Treinamento

Nome do Médico: _____

Instituição: _____

Data: _____

Assinatura do Instrutor: _____

Não pode ser assinada por colaborador da Teleflex

Lista de Verificação do Treinamento

ETAPA COMPLETA [MARCAR NO RETÂNGULO AO LADO]	DESCRIÇÃO	ETAPA DEMONSTRADA/ EXPLICADA DETALHADAMENTE	
		REALIZADA	NÃO REALIZADA
	Formação em ECG Concluída On-line		
	O médico foi capaz de localizar e distinguir a onda P/Complexo QRS		
	O médico foi capaz de distinguir o ritmo sinusal, a fibrilação atrial, o flutter atrial e a taquicardia supraventricular paroxística		
	Preparação Não estéril		
	Ligou o monitor e acessou a identificação do paciente		
	Selecionou o Dispositivo de Acesso Vascular Central (PICC ou CICC/CVC)		
	Configuração da Peça em T, ECG e Ritmo Cardíaco Basal		
	Conectou a Peça em T e o controle remoto de volta ao monitor		
	Colocou a Peça em T na bolsa e a posicionou de modo adequado no paciente		
	Conectou os cabos de ECG com conectores aos pluges de cor correspondente na Peça em T		
	Aplicou corretamente os eletrodos no peito do paciente		
	Verificou o sinal do ECG e confirmou se o paciente está no ritmo sinusal		
	Realizou a captura de tela da linha de base do ECG		
	Aceitou a linha de base do ECG e confirmou que a tela de medição foi exibida		
	Inseriu as medições superficiais/externas e o comprimento reduzido apropriado do PICC		
	Preparação estéril		
	Preparou o campo estéril e colocou o controle remoto em uma bolsa estéril		
	Conectou o conector estéril no plugue estéril		

Lista de Verificação do Treinamento

ETAPA COMPLETA [MARCAR NO RETÂNGULO AO LADO]	DESCRIÇÃO	ETAPA DEMONSTRADA/ EXPLICADA DETALHADAMENTE	
		REALIZADA	NÃO REALIZADA
	Posicionamento do Cateter — Preparação Estéril		
	Cortou o cateter de forma apropriada e realizou flush (se aplicável)		
	Certificou-se de que o monitor estava no modo intravascular		
	Manteve um equipo com solução fisiológica		
	Posicionou o Estilete TipTracker a 1 cm da ponta do cateter		
	Inseriu o cateter lentamente		
	Controle remoto		
	Selecionou o ícone do TipTracker		
	Usou o controle remoto para ligar a tela do TipTracker		
	Reconheceu a advertência de EMI		
	Observou a linha de navegação azul e determinou a posição do cateter movendo-o em direção à VCS		
	Voltou para a tela do ivECG quando o cateter se aproximou da VCS		
	Observou as mudanças e o crescimento da onda P		
	Realizou capturas de tela quando apropriado		
	Realizou capturas de tela durante o procedimento (recomendado para a documentação.)		
	• Linha de Base do ECG		
	• Desvio da Onda P		
	• Altura Máxima da Onda P		
	Completo o caso usando o ícone da tela com uma marca grande quando o posicionamento da ponta do cateter atingiu o 1/3 inferior da VCS, próxima à JCA		
	Demonstra capacidade de retornar à tela do ivECG para realizar novas capturas de tela, se necessário		
	Não Estéril		
	Selecionou SIM se todos os parâmetros foram cumpridos para terminar a documentação do caso		
	Selecionou NÃO se parâmetros não foram cumpridos e realizou um raio-X do tórax para confirmação		
	Pós-procedimento		
	Acessou o local aonde ficam os prontuários para identificar o arquivo apropriado do paciente		
	As capturas de tela foram salvas por USB ou impressas em uma impressora opcional		
	Desligou o monitor ou voltou para a tela de identificação do paciente		

Este material não tem por objetivo substituir a formação e o treinamento clínica padrão da Teleflex Incorporated e deve ser utilizado como complemento a informações mais detalhadas disponíveis sobre o uso adequado do produto. Consulte recursos educacionais em www.teleflex.com ou entre em contato com um profissional clínico da Teleflex para fazer perguntas mais detalhadas sobre inserção, manutenção, remoção de produtos e outras informações de educação clínica.

A Teleflex se isenta de qualquer responsabilidade pela utilização, aplicação ou interpretação do uso desta informação no tratamento médico de qualquer paciente. Qualquer profissional da área de saúde que utilizar esse material assume responsabilidade total pelo cuidado e tratamento médico de seus pacientes.

Teleflex, o logotipo da Teleflex, Arrow, TipTracker e VPS Rhythm são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. As informações contidas neste documento não são um substituto para as instruções de uso do produto. © 2018 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. MC-004469 LA PT