



Más Radial,  
Menos Restricciones

GuideLiner<sup>®</sup> V3 Catéter  
Catéter de Extensión de Guía 5F

# La innovación de extremo a extremo apoya el alcance radial

## Soporte Verdadero para la Entrega en Vasos Sanguíneos Pequeños

El catéter V3 GuideLiner® 5F fue diseñado específicamente para apoyar intervenciones de guía 5F y para entregas en vasos sanguíneos pequeños.

Su pequeño perfil de cruce le permite pasar a través de cualquier catéter guía 5F, lo que significa menos restricciones para el catéter guía y mayor confianza durante las intervenciones.



Aumenta el soporte de respaldo al mismo tiempo que permite un soporte profundo para una aliniación coaxial, facilitando una entrega distal de los dispositivos y entrega selectiva de contraste



Tecnología de Media Tubería V3 Única

# 0.046" I.D. para facilitar la entrega de los dispositivos seleccionados\*

## Perfiles de Cruce de Stent de 3 mm

FABRICANTE	MODELO DE ESTENT	DIÁMETRO	PROMEDIO DE PERFIL DE CRUCE MEDIDO**	MÁXIMO DE PERFIL DE CRUCE MEDIDO**
Boston Scientific	Ion™	3 mm	0.042"	0.044"
Boston Scientific	PROMUS Element™ Plus	3 mm	0.041"	0.042"
Boston Scientific	VeriFLEX™	3 mm	0.040"	0.040"
Abbott	Xience Prime® LL	3 mm	0.043"	0.043"

\*No se recomiendan diámetros de estent >3 mm para la entrega junto con el Catéter V3 GuideLiner® 5F.


Los catéteres de Doble Acceso Twin-Pass® no son compatibles con el Catéter V3 GuideLiner® 5F.

\*\*Datos en el archivo.


Los Catéteres GuideLiner® fueron diseñados para utilizarlos en conjunto con catéteres guía para obtener acceso a regiones discretas de la vasculatura coronaria o periférica y para facilitar la colocación de dispositivos intervencionistas.

MODEL	TAMAÑO	ES NECESARIO EL I.D. DEL CATÉTER GUÍA	I.D. GIDELINER	LONGITUD DE INTERCAMBIO RÁPIDO	LONGITUD DE TRABAJO
5569	5F	I.D. 5F $\geq$ 0.056" (1.42 mm)	0.046" (1,17mm)	25 cm	150 cm

Empaquetado en cantidades de 1 unidad por caja.



## Dimensiones del Catéter V3 de GuideLiner® 5F



Teleflex es un proveedor mundial de tecnologías médicas diseñadas para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Aplicamos la innovación impulsada por el propósito, una búsqueda incesante para identificar las necesidades clínicas no satisfechas a fin de beneficiar a los pacientes y los proveedores de atención de la salud. Nuestra cartera es variada, con soluciones para los campos de acceso vascular y de intervención, cirugía, anestesia, atención cardíaca, urología, servicios de urgencias y atención respiratoria. Los empleados de Teleflex en todo el mundo están unidos por la convicción de que sus tareas cotidianas marcan una diferencia. Si precisa más información, visite [teleflex.com](http://teleflex.com).

Teleflex es el responsable de Arrow®, Deknatel®, Hudson RCI®, LMA®, Pilling®, Rüsck®, UroLift® y Weck®, marcas de confianza unidas por la percepción de un objetivo común.

### Oficina Corporativa

Teléfono: +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EE. UU.

### Oficinas Regionales

**Estados Unidos:** Teléfono: +1 919 544 8000, Número gratuito: 866 246 6990, [cs@teleflex.com](mailto:cs@teleflex.com), 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EE. UU.

**Latinoamérica:** Teléfono +1 919 433 4999, [la.cs@teleflex.com](mailto:la.cs@teleflex.com), 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, USA

**Internacional:** Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00, [orders.intl@teleflex.com](mailto:orders.intl@teleflex.com), Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Ireland

**Alemania:** +49 (0)711 2090 8000

**Australia:** 1300 360 226

**Austria:** +43 (0)1 402 47 72

**Bélgica:** +32 (0)2 333 24 60

**Canadá:** +1 (0) 800 387 9699

**China (Pekín):** +86 (0)10 6418 5699

**China (Shangái):** +86 (0)21 6163 0965

**Corea:** +82 2 536 7550

**Eslovaquia:** +421 (0)3377 254 28

**España:** +34 918 300 451

**Francia:** +33 (0)5 62 18 79 40

**Grecia:** +30 210 67 77 717

**India:** +91 (0)44 2836 5040

**Italia:** +39 0362 58911

**Japón:** +81 (0)3 6632 3600

**México:** +52 55 5002 3500

**Nueva Zelanda:** 0800 601 100

**Países Bajos:** +31 (0)88 00 215 00

**Polonia:** +48 22 4624032

**Portugal:** +351 22 541 90 85

**Reino Unido:** +44 (0)1494 53 27 61

**República Checa:** +420 (0)495 759 111

**Singapur** (países de ventas no directas del Sudeste asiático):  
+65 6439 3000

**Sudáfrica:** +27 (0)11 807 4887

**Suiza:** +41 (0)31 818 40 90

**Si precisa más información, visite [teleflex.com](http://teleflex.com).**

Consulte las Instrucciones de Uso para ver una lista completa de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones

**PRECAUCIÓN:** Las leyes federales de los Estados Unidos restringen la venta de este dispositivo por parte de un médico clínico o por pedido de este.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, GuideLiner y Twin-Pass son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus afiliadas, en los EE. UU. o en otros países. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

La información incluida en este material no sustituye las Instrucciones de Uso del producto. No todos los productos están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local.

© 2019 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. MC-005671 LA ES