




Arrow®

Acceso arterial

La confiabilidad es importante

Teleflex® - Porque la confiabilidad es importante

Teleflex, insumos médicos de alta calidad, todos de una única fuente

Teleflex, su socio fuerte y rentable. Con marcas confiables, sobre la base de una sólida tradición y centrándonos en la seguridad del paciente, aplicamos toda nuestra capacidad de innovación con el fin de ofrecerle ayuda para minimizar los riesgos y maximizar los resultados del tratamiento de sus pacientes. Es por esto que hemos desarrollado un catálogo único de productos basado en sus requerimientos.

Como fabricante líder de productos médicos de alta calidad, nosotros, Teleflex, estamos a su disposición en todo el mundo y en cualquier momento.

Con sus productos Arrow®, Teleflex establece puntos de referencia en este campo. Con nuestros productos podemos ofrecerle ayuda para llevar a cabo tratamientos que salvan vidas, cumpliendo al mismo tiempo importantes directivas sanitarias.

En este folleto encontrará más detalles y especificaciones técnicas de nuestros productos.

Monitoreo hemodinámico confiable

Técnica Seldinger

El diseño de los componentes de la técnica Seldinger reduce al mínimo las infecciones al tiempo que ofrece más opciones de acceso. Las características como las alas de sutura flexibles y el revestimiento hidrófilo ayudan a aumentar los desenlaces positivos.

Sistema QuickFlash®

Combina la facilidad de uso de una vía intravenosa periférica con las ventajas de un dispositivo Seldinger integrado. El sistema QuickFlash permite identificar con rapidez el retorno sanguíneo con la punción arterial.


Técnica Seldinger integrada

Un hito en el cateterismo arterial que ofrece el primer diseño integrado. Permite inserciones rápidas y sencillas con altas tasas de éxito. Menor riesgo de contaminación y contacto con la sangre.

Catálogo de acceso arterial

Técnica Seldinger	3-4
Técnica Seldinger integrada.....	5
QuickFlash.....	6


Catéter para técnica Seldinger



Rigidez del cuerpo del catéter

■ En condiciones ambientales (25 °C)

■ En recipientes (37 °C)



• El catéter arterial PEBA Seldinger utiliza material poliéter amida en bloque (PEBA) de alta resistencia a la flexión, a pesar de los cambios de temperatura ambiente a temperatura corporal.

• Esto hace que el catéter sea estable, tanto si se está introduciendo como si se está alojando en un vaso.

Conjuntos para la técnica Seldinger - Poliéter amida en bloque

Núm. de art.	CATÉTER			Guía					Cánula		
	Ø	Longitud	Material	Longitud	Ø	Punta	Marca de salida	Referencia	Longitud	Ø	Cant.
SAC-00324-PBX	24 G	2.5 cm	PEBA	25 cm	0,46 mm (.018")	recta/recta	•		Cánula 24 G/1,9 cm sobre aguja 26 G		10
SAC-00524-PBX	24 G	5 cm	PEBA	25 cm	0,46 mm (.018")	recta/recta	•		Cánula 24 G/1,9 cm sobre aguja 26 G		10
SAC-00522-PBX	22 G	5 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (.021")	recta/recta	•		4 cm	22 G ¹	10
SAC-00822-PBX	22 G	8 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (.021")	recta/recta	•		4 cm	22 G ¹	10
SAC-01222-PBX	22 G	12 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (.021")	recta/recta	•		4 cm	22 G ¹	10
SAC-00520-PBX	20 G	5 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (.021")	recta/recta	•		4 cm	20 G ¹	10
SAC-00820-PBX	20 G	8 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (.021")	recta/recta	•		4 cm	20 G ¹	10
SAC-01220-PBX	20 G	12 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (.021")	recta/recta	•		7 cm	20 G ¹	10
SAC-01620-PBX	20 G	16 cm	PEBA	50 cm	0,53 mm (.021")	recta/recta		Arrow Advancer	7 cm	20 G ¹	10
SAC-00818-PBX	18 G	8 cm	PEBA	33 cm	0,64 mm (.025")	recta/recta	•		5 cm	18 G ¹	10
SAC-01218-PBX	18 G	12 cm	PEBA	33 cm	0,64 mm (.025")	recta/recta	•		5 cm	18 G ¹	10
SAC-01618-PBX	18 G	16 cm	PEBA	45 cm	0,64 mm (.025")	Punta recta/en J		Arrow Advancer	7 cm	18 G ¹	10
SAC-02318-PBX	18 G	23 cm	PEBA	60 cm	0,64 mm (.025")	Punta recta/en J		Arrow Advancer	7 cm	18 G ¹	10

¹ XTW = pared extra fina ² TW = pared fina ³ RW = pared estándar

Técnica Seldinger integrada



Conjuntos para la técnica Seldinger integrada

Núm. de art.	CATÉTER			Guía				Cánula		Cant.
	Ø	Longitud	Material	Longitud	Ø	Punta	Referencia	Longitud	Ø	
RA-04022	22 G	4,45 cm	FEP	14 cm	0,46 mm (.018")	recta	Guía con espiral/* Montaje de tubo	7 cm	25 G ²	50
RA-04122	22 G	3,49 cm	PUR	12,5 cm	0,38 mm (.015")	recta	Guía con espiral/ Montaje de tubo	6,35 cm	23 G	50
RA-04020	20 G	4,45 cm	PUR		0,46 mm (.018")	recta	Guía con espiral integral	9,17 cm	22 G ¹	50
RA-04120	20 G	3,81 cm	PUR		0,46 mm (.018")	recta	Guía con espiral integral	9,17 cm	22 G ¹	50
RA-04018	18 G	4,45 cm	FEP		0,64 mm (.025")	recta	Guía con espiral integral	7 cm	20 G ¹	50

Conjuntos para la técnica Seldinger integrada

Núm. de art.	CATÉTER			Guía				Cánula		Cant.
	Ø	Longitud	Material	Longitud	Ø	Punta	Referencia	Longitud	Ø	
FA-04020	20 G	10,8 cm	PUR	24 cm	0,46 mm (.018")	recta	Guía con espiral/ Montaje de tubo	13,3 cm	22 G ²	25
FA-04018	18 G	10,8 cm	PUR	24,5 cm	0,64 mm (.025")	recta	Guía con espiral/ Montaje de tubo	13,3 cm	20 G ²	25

* solo puede insertarse a través del catéter introductor

QuickFlash®

Colocación arterial directa con las ventajas de la técnica Seldinger, y diseñado para ofrecer seguridad³ y confiabilidad³.



Conjuntos con catéter QuickFlash

Núm. de art.	CATÉTER			Guía		Referencia	Cánula		Cant.
	Ø	Longitud	Material	Ø	Punta		Longitud	Ø	
RA-04220 (sin alas)	20 G	3,81 cm	PUR	0,46 mm (.018")	recta	Guía con espiral integral	6,35 cm	21 G ²	50
RA-04220-W (con alas)	20 G	3,81 cm	PUR	0,46 mm (.018")	recta	Guía con espiral integral	6,35 cm	21 G ²	50

¹ XTW = pared extra fina ² TW = pared fina ³ RW = pared estándar

Teleflex es un proveedor mundial de tecnologías médicas diseñadas para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Aplicamos innovaciones basadas en objetivos: una búsqueda incansable para identificar necesidades clínicas no cubiertas, con el fin de beneficiar a los pacientes y a los proveedores de asistencia médica. Nuestro catálogo es variado, con soluciones para los campos de acceso vascular y quirúrgico, cirugía, anestesia, atención cardíaca, urología, medicina de emergencia y atención respiratoria. Los empleados de Teleflex en todo el mundo están unidos por la convicción de que sus tareas cotidianas marcan una diferencia. Si necesita más información, visite teleflex.com.

Teleflex es responsable de Arrow, Deknatel LMA, Pilling, Quikclot, Rüsch, UroLift y Weck, marcas de confianza unidas por un propósito en común.

Oficina corporativa

Teléfono: +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EE. UU.

Oficinas regionales

Estados Unidos: Teléfono: +1 919 544 8000, Número gratuito: 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EE. UU.

Latinoamérica: Teléfono +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EE. UU.

Internacional: Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda

Australia 1300 360 226

Austria +43 (0)1 402 47 72

Bélgica +32 (0)2 333 24 60

Canadá +1 (0) 800 387 9699

China (Shanghai) +86 (0)21 6163 0965

China (Beijing) +86 (0)10 6418 5699

República Checa +420 (0)495 759 111

Francia +33 (0)5 62 18 79 40

Alemania +49 (0)7151 406 0

Grecia +30 210 67 77 717

India +91 (0)44 2836 5040

Italia +39 0362 58911

Japón +81 (0)3 6632 3600

Corea +82 2 536 7550

México +52 55 5002 3500

Países Bajos +31 (0)88 00 215 00

Nueva Zelanda 0800 601 100

Polonia 0048 22 4624032

Portugal +351 22 541 90 85

Singapur (SEA países venta no directa) +65 6439 3000

Eslovaquia +421 (0)3377 254 28

Sudáfrica +27 (0)11 807 4887

España +34 918 300 451

Suiza +41 (0)31 818 40 90

Reino Unido +44 (0)1494 53 27 61

Para obtener más información, visite teleflex.com.

Referencias:

1. Teleflex. Seldinger Arterial Catheter Benchtop Studies. Datos en archivo, D011453: 2014.
2. Teleflex. Pruebas de agujas introductoras. Datos en archivo, AIMH-001296: 2014
3. Teleflex. Matriz de reclamos de catéter arterial integrado. Datos en archivo, D015073: 2022

Por restricciones de la legislación federal (de los Estados Unidos), la venta de estos dispositivos solo puede ser realizada por médicos o bajo prescripción facultativa. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los países.

Para obtener información de productos contacte con la.cs@teleflex.com o con su representante local. Consulte las Instrucciones de uso correspondientes aprobadas en su zona geográfica. Verifique el estado de aprobación en su normativa local.

Teleflex, el logotipo de Teleflex y Weck son marcas comerciales o marcas registradas de Teleflex Incorporated o sus filiales en los EE. UU. u otros países.

©2022 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. Revisado: 10/2022. MC-008464 LA EN