




Arrow®
Catéteres Arteriais
Confiança Importa

Teleflex® - Porque confiança importa?

Teleflex - produtos médicos de alta qualidade - todos de uma única fonte

Teleflex - seu parceiro de alto custo-benefício. Com marcas confiáveis, com base em sólida tradição e com foco na segurança do paciente, aplicamos toda nossa capacidade de inovação no apoio a você para minimizar os riscos e maximizar os resultados do tratamento para seus pacientes. Portanto, desenvolvemos um portfólio de produtos único com base em suas necessidades..

Como fabricante líder de produtos médicos de alta qualidade, nós, Teleflex, estamos à sua disposição em todo o mundo e a qualquer momento.

Com nossos produtos Arrow®, a Teleflex estabelece referências neste campo. Ajudamos você a empreender tratamentos que salvam vidas enquanto aderimos a importantes diretrizes de saúde.

Você pode encontrar mais detalhes e especificações técnicas de nossos produtos dentro deste folheto.

Monitoramento Hemodinâmico Confiável

Técnica de Seldinger

O design dos componentes da Técnica de Seldinger minimiza a infecção, ao mesmo tempo em que oferece maiores opções de acesso. Características como as abas flexíveis de sutura e o revestimento hidrofílico ajudam a aumentar os resultados positivos.

Sistema QuickFlash®

Combina a facilidade de uso de um I.V. periférico com as vantagens de um dispositivo Seldinger integrado. O Sistema QuickFlash permite uma rápida identificação do retorno do sangue com punção arterial.


Técnica de Seldinger Integrado

Um marco na cateterização arterial ao oferecer o primeiro design integrado. Possibilita inserções rápidas e fáceis com altas taxas de sucesso. Redução do risco de contaminação e do contato com o sangue.

Portfólio de Acesso Arterial

Técnica de Seldinger	3-4
Técnica de Seldinger Integrado.....	5
QuickFlash	6

SAC - Cateter Técnica de Seldinger



Solidez do corpo do cateter

- Em condições ambiente (25 °C)
- Inserido nos vasos (37 °C)



- O Cateter Arterial de Seldinger PEBA utiliza material Poliéter-poliamida (PEBA) de alta resistência à dobras, apesar das mudanças de temperatura corporal ambiente.
- Isso torna o cateter estável, não importa se ainda está inserido ou alojado em um recipiente.


Observação: Rigidez de 100% está relacionada às condições ambiente.

Códigos SAC - Técnica de Seldinger - Poliéter-poliamida

ART. NO.	CATETER			FIO-GUIA					CÂNULA		QTD.
	Ø	COMPRIMENTO	MATERIAL	COMPRIMENTO	Ø	PONTA	MARCAÇÃO DE SAÍDA	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	Ø	
SAC-00324-PBX	24 G	2,5 cm	PEBA	25 cm	0,46 mm (.018")	reto/reto	•		Cânula 24 G/1,9 cm sobre agulha 26 G		10
SAC-00524-PBX	24 G	5 cm	PEBA	25 cm	0,46 mm (.018")	reto/reto	•		Cânula 24 G/1,9 cm sobre agulha 26 G		10
SAC-00522-PBX	22 G	5 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (.021")	reto/reto	•		4 cm	22 G ¹	10
SAC-00822-PBX	22 G	8 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (.021")	reto/reto	•		4 cm	22 G ¹	10
SAC-01222-PBX	22 G	12 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (.021")	reto/reto	•		4 cm	22 G ¹	10
SAC-00520-PBX	20 G	5 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (.021")	reto/reto	•		4 cm	20 G ¹	10
SAC-00820-PBX	20 G	8 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (.021")	reto/reto	•		4 cm	20 G ¹	10
SAC-01220-PBX	20 G	12 cm	PEBA	35 cm	0,53 mm (.021")	reto/reto	•		7 cm	20 G ¹	10
SAC-01620-PBX	20 G	16 cm	PEBA	50 cm	0,53 mm (.021")	reto/reto		Arrow Advancer	7 cm	20 G ¹	10
SAC-00818-PBX	18 G	8 cm	PEBA	33 cm	0,64 mm (.025")	reto/reto	•		5 cm	18 G ¹	10
SAC-01218-PBX	18 G	12 cm	PEBA	33 cm	0,64 mm (.025")	reto/reto	•		5 cm	18 G ¹	10
SAC-01618-PBX	18 G	16 cm	PEBA	45 cm	0,64 mm (.025")	Ponta em J/reta		Arrow Advancer	7 cm	18 G ¹	10
SAC-02318-PBX	18 G	23 cm	PEBA	60 cm	0,64 mm (.025")	Ponta em J/reta		Arrow Advancer	7 cm	18 G ¹	10

¹ XTW = Parede Extra Fina ² TW = Parede Fina ³ RW = Parede Padrão

Técnica de Seldinger Integrada



Códigos Técnica de Seldinger Integrado

ART. NO.	CATETER			FIO-GUIA				CÂNULA		QTD.
	Ø	COMPRIMENTO	MATERIAL	COMPRIMENTO	Ø	PONTA	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	Ø	
RA-04022	22 G	4,45 cm	FEP	14 cm	0,46 mm (.018")	reta	Fio-guia de mola/* Montagem de tubo	7 cm	25 G ²	50
RA-04122	22 G	3,49 cm	PUR	12,5 cm	0,38 mm (.015")	reta	Fio-guia de mola/ Montagem de tubo	6,35 cm	23 G	50
RA-04020	20 G	4,45 cm	PUR		0,46 mm (.018")	reta	Fio-guia de mola integral	9,17 cm	22 G ¹	50
RA-04120	20 G	3,81 cm	PUR		0,46 mm (.018")	reta	Fio-guia de mola integral	9,17 cm	22 G ¹	50
RA-04018	18 G	4,45 cm	FEP		0,64 mm (.025")	reta	Fio-guia de mola integral	7 cm	20 G ¹	50

Códigos para a Técnica de Seldinger Integrado

ART. NO.	CATETER			FIO-GUIA				CÂNULA		QTD.
	Ø	COMPRIMENTO	MATERIAL	COMPRIMENTO	Ø	PONTA	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	Ø	
FA-04020	20 G	10,8 cm	PUR	24 cm	0,46 mm (.018")	reta	Fio-guia de mola/ Montagem de tubo	13,3 cm	22 G ²	25
FA-04018	18 G	10,8 cm	PUR	24,5 cm	0,64 mm (.025")	reta	Fio-guia de mola/ Montagem de tubo	13,3 cm	20 G ²	25

* só pode ser inserido através do cateter de introdução

QuickFlash®

Inserção arterial direta com as vantagens da técnica Seldinger, e projetada para segurança³ e confiabilidade³.



Ajustes com cateter QuickFlash									
ART. NO.	CATETER			FIO-GUIA		REFERÊNCIA	CÂNULA		QTD.
	Ø	COMPRIMENTO	MATERIAL	Ø	PONTA		COMPRIMENTO	Ø	
RA-04220 (sem abas)	20 G	3,81 cm	PUR	0,46 mm (.018")	reta	Fio-guia de mola integral	6,35 cm	21 G ²	50
RA-04220-W (com abas)	20 G	3,81 cm	PUR	0,46 mm (.018")	reta	Fio-guia de mola integral	6,35 cm	21 G ²	50

¹ XTW = Parede Extra Fina ² TW = Parede Fina ³ RW = Parede Padrão

A Teleflex é um fornecedor global de tecnologias médicas projetadas para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Nossa proposta é direcionada para a inovação – uma busca incansável pela identificação das necessidades clínicas não atendidas – para beneficiar pacientes e profissionais da saúde. Nosso portfólio é diversificado, com soluções em acesso vascular e intervencionista, cirúrgico, anestesia, cuidados cardíacos, urologia, medicina de emergência e cuidados respiratórios. Os colaboradores da Teleflex em todo o mundo compartilham a visão de que o que nós fazemos todos os dias faz a diferença. Para obter mais informações, acesse teleflex.com.

A Teleflex é a proprietária da Arrow, Deknatel, LMA, Pilling, Quikclot, Rüsch, Urolift e Weck - marcas confiáveis unidas por um senso comum de propósito.

Escritório Corporativo

Telefone +1 610 225 6800, 550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, EUA

Escritórios Regionais

Estados Unidos: Telefone +1 919 544 8000, chamada gratuita: 866 246 6990, cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA

América Latina: Telefone +1 919 433 4999, la.cs@teleflex.com, 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560, EUA

Internacional: Telefone +353 (0)9 06 46 08 00, orders.intl@teleflex.com, Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co Westmeath, Irlanda

Austrália 1300 360 226

Áustria +43 (0)1 402 47 72

Bélgica +32 (0)2 333 24 60

Canadá +1 (0)800 387 9699

China (Shanghai) +86 (0)21 6163 0965

China (Beijing) +86 (0)10 6418 5699

República Tcheca +420 (0)495 759 111

França +33 (0)5 62 18 79 40

Alemanha +49 (0)7151 406 0

Grécia +30 210 67 77 717

Índia +91 (0)44 2836 5040

Itália +39 0362 58911

Japão +81 (0)3 6632 3600

Coreia +82 2 536 7550

México +52 55 5002 3500

Países Baixos +31 (0)88 00 215 00

Nova Zelândia 0800 601 100

Polônia 0048 22 4624032

Portugal +351 22 541 90 85

Cingapura (SEA países de vendas indiretas) +65 6439 3000

Eslováquia +421 (0)3377 254 28

África do Sul +27 (0)11 807 4887

Espanha +34 918 300 451

Suíça +41 (0)31 818 40 90

Reino Unido +44 (0)1494 53 27 61

Para mais informações, acesse teleflex.com.

Referências:

1. Teleflex. Seldinger Arterial Catheter Benchtop Studies. Dados em arquivo, D011453: 2014.
2. Teleflex. Teste de agulhas do introdutor. Dados em arquivo, AIMH-001296: 2014
3. Teleflex. Matriz Integrada de Reivindicações de Cateteres Arteriais. Dados em arquivo, D015073: 2022

A Lei Federal (EUA) restringe a venda desse produto por pedido de um médico. É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os países. Para obter informações do produto, entre em contato com la.cs@teleflex.com ou com seu representante local. Consulte as Instruções de Uso aplicáveis para obter as indicações aprovadas na sua região. Consulte o status da aprovação regulatória local. Teleflex, o logotipo da Teleflex e Weck são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. ©2022 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. Revisado: 10/2022. MC-008464 LA PT