



Dispositivo VPS Rhythm™ DLX

Colocação de PICC para quem **não gosta de surpresas**

O dispositivo VPS Rhythm™ DLX está disponível em 5 configurações

- ✓ Ultrassom com tecnologia TipTracker™ e ECG
- ✓ Ultrassom com ECG
- ✓ Tecnologia TipTracker™ com ECG
- ✓ Somente ECG
- ✓ Somente ultrassom



O dispositivo VPS Rhythm™ DLX oferece rastreamento e localização precisos com uma ampla variedade de recursos que ajudam a aprimorar a experiência do usuário, incluindo:

- **Ultrassom de acesso vascular** fácil de usar, intuitivo de navegar e que inclui uma ferramenta de relação cateter-vaso (CVR)²
- **Navegação eletromagnética** que facilita a visualização da ponta do PICC à medida que ele avança pela vasculatura
- **Tecnologia de localização da ponta do eletrocardiograma (ECG)** indicada como alternativa a uma radiografia de tórax confirmatória¹
- **Versátil, portátil e fácil de usar; projetado para a colocação** de cateteres de acesso vascular a beira do leito²

Referências:

1. RHY-200-OPM-US: Manual do usuário do VPS Rhythm™ DLX.
2. Avaliação formativa para comparação e usabilidade de imagens de ultrassom. D023327. 11 de julho de 2018.

A Lei Federal (dos EUA) restringe a venda desses dispositivos por um médico ou a pedido de um médico.

É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os países. Para obter informações sobre o produto, entre em contato através do e-mail la.cs@teleflex.com ou contate seu representante local. Consulte as instruções de uso aplicáveis para obter as indicações aprovadas na sua região. Consulte o status da aprovação regulatória local.

Teleflex, o logotipo da Teleflex, Arrow e VPS Rhythm são marcas comerciais ou marcas registradas da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas, nos EUA e/ou em outros países. As informações contidas neste material não substituem as instruções de uso do produto. É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todos os países. Entre em contato com seu representante local.

Revisado em: 12/2024. © 2024 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. MC-010355 LA PT-BR

